



3. プレパラートのつくり方と動かし方

() に適当な語句を入れるか、または選びなさい。




1 ①(水) を一滴たらし、
観察するものを置く。




2 ②(空気) の泡が
入らないように、ゆっくりと
カバーガラスをかぶせる。

●プレパラートの動かし方

< 図 1 >



< 図 2 >



顕微鏡をのぞいたとき、像が図 1 のように見えた。
このとき、像を視野の中央に動かすにはプレパラートを
図 2 の③(A ・ B ・ C ・ D) の方向に少し動かす。